

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stok Saat Ini Saat Ini (A)	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A -B + C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan
1.	IRE00499	Technical buffer pH 4.01 250mL Bottle ex. Mettler Toledo Product ID : 51350004	mL	0	250 20 April 2026	-250	0	250 20 April 2026	0	0
2.	IRE00499	Technical buffer pH 7.00 250mL Bottle ex. Mettler Toledo Product ID : 51350006	mL	0	250 20 April 2026	-250	0	250 20 April 2026	0	0
3.	IRE00499	Technical buffer pH 9.21 250mL Bottle ex. Mettler Toledo Product ID : 51350008	mL	0	250 20 April 2026	-250	0	250 20 April 2026	0	0
4.	RGN00010	Electrolyte KCl 3M 250 mL Bottle ex. Mettler Toledo Product ID : 51350072	mL	0	250 20 April 2026	-250	0	250 20 April 2026	0	0

Catatan:

1. Merupakan pengadaan pertama di Departemen R&D Center Depok.
2. Larutan pH standar digunakan untuk verifikasi harian pH meter dan autotitrator, larutan KCl 3 M digunakan untuk mengganti cairan elektroda pH meter dan autotitrator.
3. Sebelumnya digunakan larutan baku dan beaker glass bawaan dari alat dan saat ini stoknya tersisa sedikit.
4. Terlampir rencana kebutuhan dan latar belakang pembelian.
5. Terlampir penawaran harga dari Mettler Toledo