

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG INVENTARIS		<i>Diisi oleh Pemohon</i> No. : <u>009</u> /LBPBI/ <u>III</u> /20 <u>26</u>	
DEPARTEMEN: <u>Research and Development</u>		Nama Barang Inventaris: <i>Berlaku untuk satu jenis barang</i> <u>TLC CHAMBER (KLT CHAMBER)</u> Estimasi Harga: Rp. <u>± Rp. 6.520.000</u> Jumlah Unit: <u>1 (satu)</u>		
Masa Waktu Pakai _____		Rencana Waktu Penggunaan: <u>Mei 2026</u> Lead time Purchasing : <u>60 Hari kerja</u>		
☒ Peralatan Baru ☐ Penambahan		☐ Penggantian ☐ Berita Acara Kerusakan		
☐ Peralatan Kantor/Furniture ☐ Peralatan Produksi ☐ Peralatan Engineering ☐ Peralatan Logistik		☐ Peralatan IT ☐ Peralatan Komputer ☐ Peralatan Desain ☐ Peralatan Transportasi ☐ Peralatan Kebersihan ☐ Peralatan K3 ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Validasi ☐ Peralatan Kualifikasi ☒ Peralatan Laboratorium		
SYARAT WAJIB PERALATAN BARU DAN PENAMBAHAN: - Lampirkan Foto/Brosur/Leaflet /Drawing Peralatan Baru - Lampirkan Estimasi Harga atau Penawaran Harga - Permintaan Peralatan Jenis Baru dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD - Permintaan Penambahan Peralatan jenis yang sama tetap mengisi Formulir dengan melampirkan Historis Peralatan sebelumnya yang ada - Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan. SYARAT WAJIB PENGANTIAN: - Lampirkan Foto Peralatan sebelumnya yang akan diganti - Lampirkan Berita Acara Kerusakan - Permintaan Penggantian Peralatan tetap mengisi Formulir dengan menyampaikan penggantian dengan Jenis yang sama dari sebelumnya atau Jenis Baru - Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan.				
Digunakan Untuk	<u>Chamber KLT digunakan sebagai wadah tertutup dalam proses pengembangan plat KLT yang berfungsi menjaga kejenuhan uap fase gerak, sehingga menghasilkan pemisahan bercak yang baik, nilai Rf yang konsisten, dan hasil analisis yang reproducible.</u>			
Latar Belakang Permintaan	<u>Dalam pelaksanaan analisis Kromatografi Lapis Tipis (KLT), diperlukan chamber KLT sebagai wadah tertutup untuk proses pengembangan plat menggunakan fase gerak. Penggunaan chamber yang sesuai bertujuan menjaga kejenuhan uap eluen sehingga pemisahan bercak optimal, nilai Rf konsisten, dan hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan pengadaan chamber KLT untuk menunjang kegiatan pengujian di laboratorium.</u>			
Apakah Peralatan mempunyai jenis barang Habis Pakai*	<i>*tidak diisi apabila permintaan adalah penggantian karena melampirkan Berita Acara Kerusakan</i>			
Dibuat:  <u>DPE</u> Tgl. <u>02/03/26</u> (Kepala Departemen)	Diperiksa:  <u>Juwita</u> Tgl. <u>03/03/26</u> (Kepala Divisi/Plant Manager)	Menyetujui untuk diterbitkan Surat Permintaan Barang: Tgl. _____ Tgl. _____ Tgl. _____ (Direktur) (Chief Finance & Accounting Officer) (Direktur Utama)		
Nomor Dokumen : <u>COM-FPT/001B.00</u>	Tanggal Berlaku : <u>11 SEP 2023</u>		Disetujui oleh : 	