



PT. MERSIFARMA TM
SUKABUMI-INDONESIA

**FORMULIR LATAR BELAKANG
PERMINTAAN BARANG
HABIS PAKAI**

Diisi oleh Pemohon

DEPARTEMEN: QA

No. : 001 /LBPBHP/III /2026

Nama Barang Habis Pakai: Termocouple tipe T Omega

Rencana Waktu Penggunaan:
Mei 2026

Lead time Purchasing:

Berlaku untuk satu jenis barang

Masa Waktu Pakai > 2-3 tahun

Masa Frekuensi Pakai selama kualifikasi autoclave

☐ Permintaan Item Baru

☐ Permintaan Kebutuhan Jadwal Kerja

☐ Bahan Penunjang

☐ Perlengkapan Listrik

☐ Innovator

☐ Kalibrasi

☐ Suku Cadang

☐ Alat Tulis

☐ Sample Bahan Kemasan

☐ Perbaikan

☐ Bahan Kebersihan

☐ Hardware

☐ Sample Bahan Baku

☐ Marketing Promosi

☐ Inkjet/Laserjet Print

☐ _____

☒ Kualifikasi

☐ _____

SYARAT WAJIB PERMINTAAN BARU

1. Sertakan Foto Barang Baru.
2. Dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD.
3. Pemesanan selanjutnya menggunakan Analisa Permintaan Barang dengan melampirkan hasil verifikasi stok fisik (kartu stok/bin card).

SYARAT WAJIB PERMINTAAN JADWAL KERJA

1. Formulir Perbaikan (jika dibutuhkan).
2. Setiap pengajuan menyertakan jadwal/timetable.
3. Dibuat setiap mengajukan kebutuhan untuk memenuhi rencana jadwal kerja, sekalipun barang sudah terdaftar di sistem QAD.

Digunakan
untuk

- Termocouple tipe T Omega digunakan untuk pengukuran distribusi suhu pada tiap titik-titik pengukuran ketika kualifikasi autoclave dengan atau tanpa muatan di seluruh mesin autoclave.
- Termokopel tipe T ini dibutuhkan karena masa frekuensi pakainya awet dengan rentang 2-3 tahun tergantung pemakaian, resolusi pengukuran yang lebih akurat dan presisi (0.01 dc) dan untuk mendukung kemudahan dari penggunaan AVS validator Kaye.
- List mesin yang menggunakan termokopel tipe T terlampir pada analisa kebutuhan kualifikasi autoclave
- Jumlah dan panjang yang dibutuhkan untuk kualifikasi autoclave terlampir
- Penawaran terlampir

Latar
belakang
permintaan

- Pelaksanaan kualifikasi sesuai IK Kualifikasi Sterilisator dan jadwal RIV
- Pemenuhan CPOB terkait kualifikasi.
- Termokopel tipe T ini dibutuhkan karena masa frekuensi pakainya awet > 1 tahun tergantung pemakaian, resolusi pengukuran yang lebih akurat dan presisi (0.01 dc) dan untuk mendukung kemudahan dari penggunaan AVS validator Kaye
- Sebagai salah satu kebutuhan untuk closing CAPA2025n CPOB 21-23 Juli 2025

☐ Perlu Minimum Stock

Tentukan Reorder Point

Dibuat:

Diperiksa:

Menyetujui:

Tgl. 27/03
(Staff/Koord.)

Tgl. 27/03
(Koord./Spv/Ast. Mgr)

Tgl. 28/03
(Kepala Departemen)

Nomor
Dokumen : COM-FPT/001A.00

Tanggal
Berlaku : **11 SEP 2023**

Disetujui
oleh : M. S.