



ANALISA PERMINTAAN JASA

Tanggal : 20 April 2026

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stok Saat Ini Saat Ini (A)	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A -B + C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan
1.	ALAT00289	Labu Iodium Kapasitas : 250 mL Size 24/29 P/N : 072.202.01 Brand : GLASSCO	Pc	-	6 29 Juni' 26	-6	-	6	-	-
2.	IMO16308	Pipette Tips Ukuran : 5000 µL P/N : 502.303.05 Brand : GLASSCO	Pk	-	1 29 Juni' 26	-1	-	1	-	-

Catatan :

1. Labu Iodium digunakan sebagai wadah reaksi dalam analisis titrasi yang melibatkan iodin, khususnya pada metode iodometri/iodimetri.
2. Tips micropipette ukuran 5000 μL (5 mL) digunakan untuk mengambil, memindahkan, dan meneteskan cairan dalam volume besar dengan bantuan mikropipet yang memiliki kapasitas sesuai.
3. Saat ini Dept. R&D tidak memiliki Labu Iodium.
4. Saat ini Dept. R&D tidak memiliki pipette tips dengan ukuran tersebut.
5. Terlampir Latar belakang permintaan & katalog harga dari supplier.